

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Przezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową
- Atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika
- Dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Oznaczenie nazwy producenta na łączniku
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CNP-06-40	CH 6	400 mm	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-08-40	CH 8	400 mm	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-10-40	CH 10	400 mm	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-12-40	CH 12	400 mm	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-14-40	CH 14	400 mm	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-16-40	CH 16	400 mm	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-18-40	CH 18	400 mm	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-20-40	CH 20	400 mm	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-22-40	CH 22	400 mm	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CNP-24-40	CH 24	400 mm	ciemnoniebieski	50 szt.	10 x 50 szt.