



MASKA TLENOWA z nebulizatorem i drenem sterylna

TD-24

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2016-11-18

zmiana: 2024-12-30

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml(cc) skalowany linearnie co 1 ml(cc) oraz cyfrowo co 2 ml(cc) Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min – 3,23 μm
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	PRZEZNACZENIE	DŁUGOŚĆ DRENU	WERSJA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
MTN-S	S	NOWORODEK	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTN-M	M	DZIECKO	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.
MTN-L	L	MAŁY DOROSŁY	210 cm	STANDARDOWA	50 szt.
MTN-XL	XL	DUŻY DOROSŁY	210 cm	PRZEDŁUŻONA	50 szt.